

Keramische Schleifer

Ceramic Abrasives | Abrasivos Cerámicos

MEISINGER Keramische Schleifer werden aus hochwertigem Edelmetall und Siliciumcarbid hergestellt. Sie überzeugen durch ihre gleichmäßige Körnung und optimale Bindungshärte und zeichnen sich durch einen hochfesten, rostfreien Schaft aus. Die hohe Fertigungsqualität garantiert einen genauen und zentrischen Rundlauf.

MEISINGER ceramic abrasives are made of high-quality special fused silicone carbide. The instruments are characterized by even granulation, bonding hardness, and are characterized further by their stainless steel shanks.

Los abrasivos cerámicos de MEISINGER se fabrican de corindón y carburo de silicio de alta calidad. Se distinguen por su granulado uniforme y su óptima dureza de la ligazón cerámica. El mandril es de acero sólido e inoxidable. La alta calidad de fabricación garantiza una concentricidad más precisa.



Art.-No.2670

SCHLEIFKÖRPER FÜR ZIRKONOXID

ABRASIVES FOR ZIRCONIUM OXIDE

ABRASIVOS PARA ÓXIDO DE CIRCONIO 102

 Speziell für | Especially for | Especial para
CAD/CAM


102

KERAMISCHE DIAMANTSCHLEIFKÖRPER

CERAMIC DIAMOND ABRASIVES

ABRASIVOS CERÁMICOS DE DIAMANTE 103

 Speziell für | Especially for | Especial para
CAD/CAM


103

ARKANSASSCHLEIFER

ABRASIVES "ARKANSAS"

ABRASIVOS „ARKANSAS“ 104



104

SILICIUMCARBID-SCHLEIFER

SILICONE CARBIDE-ABRASIVES

ABRASIVOS DE CARBURO DE SILICIO 104-107


 Grün, fein
 Green, fine
 Verde, fino

104-105


 Grün, mittel
 Green, medium
 Verde, mediano

105-107

EDELKORUND-SCHLEIFER

CORUNDUM ABRASIVE

ABRASIVO DE CORINDÓN 108-110


 Rosa
 Pink
 Rosa

108-109


 Weiß
 White
 Blanco

110

K+B SCHLEIFKÖRPER

ABRASIVES "K+B"

ABRASIVOS PARA CORONAS Y
PUENTES K+B 110-112
 Grün, fein
 Green, fine
 Verde, fino

110


 Braun, fein
 Brown, fine
 Marrón, fino

111


 Blau, medium
 Blue, medium
 Azul, mediano

111


 Orange, medium
 Orange, medium
 Naranja, mediano

112

SPEZIALSCHLEIFKÖRPER FÜR CHROM-
KOBALTLEGIERUNGEN

MOUNTED POINTS FOR CHROME COBALT ALLOYS

PUNTAS ESPECIALES PARA ALEACIONES
DE CROMO-COBALTO 112-114
 Weiß, sehr harte Bindung
 White, very hard bonding
 Blanco, ligazón muy dura

112


 Rosa, harte Bindung
 Pink, hard bonding
 Rosa, ligazón dura

113


 Braun, mittlere Bindung
 Brown, medium bonding
 Marrón, ligazón mediana

114


 Hellbraun, weiche Bindung
 Light brown, soft bonding
 Marrón claro, ligazón blanda

114

AUSARBEITUNGSSTEIN
LABORATORY TRIMMER
ABRASIVO PARA ACRÍLICO 115
 Grün, grob/medium
 Green, coarse/medium
 Verde, grueso/mediano

115

AUSARBEITUNGSSTEINE FÜR

CHROM-KOBALTLEGIERUNGEN

LABORATORY TRIMMERS FOR CHROME COBALT ALLOYS

ABRASIVOS PARA ALEACIONES

DE CROMO-COBALTO 115


 Rosa, medium
 Pink, medium
 Rosa, mediano

115


 Braun, medium
 Brown, medium
 Marrón, mediano

115

AUSARBEITUNGSSTEIN FÜR KUNSTSTOFF UND GIPS

LABORATORY TRIMMER FOR PLASTIC AND PLASTER

ABRASIVOS PARA ACRÍLICO Y YESO 115


 Blau, medium
 Blue, medium
 Azul, mediano

115

SCHLEIFSCHLEIBEN / TRENNSCHEIBEN

ABRASIVE DISCS / CUTTING DISCS

DISCOS ABRASIVOS / DISCOS PARA SEPARAR 116



116

ZURICHTSTEINE

DRESSING STONES

PIEDRAS PARA AFILAR 117



117

REINIGUNGSSTEINE

CLEANING STONES

PIEDRAS DE LIMPIEZA 117



117



Schleifkörper für Zirkonoxid
Abrasives for zirconium oxide
Abrasivos para óxido de circonio



Keramische Diamant-schleifkörper
Ceramic diamond abrasives
Abrasivos cerámicos de diamante



Arkansaschleifer
Abrasives "Arkansas"
Abrasivos "Arkansas"



Siliciumcarbid-Schleifer, fein
Silicone carbide-abrasives, fine
Abrasivos de carburo de silicio, fino



Siliciumcarbid-Schleifer, mittel
Silicone carbide-abrasives, medium
Abrasivos de carburo de silicio, mediano



Edelkorund-Schleifer, rosa
Corundum abrasives, pink
Abrasivos de corindón, rosa




Edelkorund-Schleifer, weiß
Corundum abrasives, white
Abrasivos de corindón, blanco



K+B Schleifkörper, grün
Abrasives "K+B", green
Abrasivos para coronas y puentes K+B, verde




K+B Schleifkörper, braun
Abrasives "K+B", brown
Abrasivos para coronas y puentes K+B, marrón



K+B Schleifkörper, blau
Abrasives "K+B", blue
Abrasivos para coronas y puentes K+B, azul

ZAHNSCHMELZ ENAMEL ESMALTE DENTAL				✓						
GIPS PLASTER YESO										
EDELMETALL-LEGIERUNGEN (Z.B.: GOLD) PRECIOUS ALLOY (E.G. OR) ALEACIONES PRECIOSOS (POR EJEMPLO ORO)						✓	✓		✓	
NEM-LEGIERUNGEN NON PRECIOUS ALLOY ALEACIONES NO PRECIOSAS						✓	✓			✓
AMALGAM AMALGAM AMALGAMA						✓				
MODELGUSSLEGIERUNGEN MODEL CASTING ALLOYS DESBASTE DE ESQUELÉTICOS						✓	✓			✓
KOMPOSIT COMPOSITE COMPOSITE			✓							
KUNSTSTOFF ACRYLICS ACRÍLICO										
WEICHBLEIBENDE UNTERFÜTTERUNGSMATERIALEN SOFT RELINE REVESTIMIENTOS BLADOS										
KERAMIK CERAMICS CERÁMICA		✓		✓	✓			✓		
ZIRKONOXID ZIRCONIUM OXIDE ÓXIDO DE CIRCONIO	✓									
SEITE PAGE PAGINA	102	103	104	104-105	105-107	108-109	110	110	111	111



**K+B Schleifkörper,
orange**
Abrasives "K+B",
orange
Abrasivos para coro-
nas y puentes K+B,
naranja

**Spezialschleifkörper,
weiß**
Mounted points,
white
Puntas especiales,
blanco

**Spezialschleifkörper,
rosa**
Mounted points,
pink
Puntas especiales,
rosa

**Spezialschleifkörper,
braun**
Mounted points,
brown
Puntas especiales,
marrón

**Spezialschleifkörper,
hellbraun**
Mounted points,
light brown
Puntas especiales,
marrón claro

**Ausarbeitungssteine,
grün**
Laboratory trimmers,
green
Abrasivos para
acrílico, verde

**Ausarbeitungssteine,
rosa**
Laboratory trimmers,
pink
Abrasivos para
acrílico, rosa

**Ausarbeitungssteine,
braun**
Laboratory trimmers,
brown
Abrasivos para
acrílico, marrón

**Ausarbeitungssteine,
blau**
Laboratory trimmers,
blue
Abrasivos para
acrílico, azul

								✓
✓	✓	✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
					✓			✓
								✓
112	112	113	114	114	115	115	115	115

Speziell für | Especially for | Especial para
CAD/CAM

Z602 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		2
			L mm	3,0
Z602	HP	655 104 001 526		040

Z623 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		2
			L mm	3,0
Z623	HP	655 104 043 526		060

Z638 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		2
			L mm	6,5
Z638	HP	655 104 110 526		025

Z652R medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		2
			L mm	10,5
Z652R	HP	655 104 199 526		035

Z660 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		2
			L mm	12,0
Z660	HP	655 104 257 526		045

Z667 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		2
			L mm	7,5
Z667	HP	655 104 257 526		035

Z722 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		2
			L mm	2,5
Z722	HP	655 104 304 526		180

Z732 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		2
			L mm	12,5
Z732	HP	655 104 107 526		050

Z736 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		2
			L mm	7,0
Z736	HP	655 104 012 526		065

2670 – Zirkon Master Kit

auf Seite | on page | en la página 245

Speziell für | Especially for | Especial para
CAD/CAM

Diamantschleifkörper mit Diamantoberfläche zum präzisen und sicheren Bearbeiten von Keramik.

Diamond abrasives contain diamond surface for precise and safe processing of ceramics.

Abrasivos de diamante con superficie diamantada para el tallado de precisión en cerámica.

D602F

extra fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		2
			L mm	6,0
D602F	HP	805 104 001 504		040



D638F

extra fine

D638G

coarse



Fig.	Shank	Ref.-No.		2
			L mm	6,0
D638G	HP	805 104 110 534		025
D638F	HP	805 104 110 504		025



D652F

extra fine

D652G

coarse




Fig.	Shank	Ref.-No.		2
			L mm	10,0
D652G	HP	805 104 199 534		035
D652F	HP	805 104 199 504		035



D660F

extra fine

D660G

coarse



Fig.	Shank	Ref.-No.		2
			L mm	12,0
D660G	HP	805 104 257 534		040
D660F	HP	805 104 257 504		040



D667F

extra fine

D667G

coarse



Fig.	Shank	Ref.-No.		2
			L mm	7,0
D667G	HP	805 104 257 534		035
D667F	HP	805 104 257 504		035



D722F

extra fine

D722G

coarse



Fig.	Shank	Ref.-No.		2
			L mm	7,0
D722G	HP	805 104 304 534		160
D722F	HP	805 104 304 504		160



D732F

extra fine

D732G

coarse



Fig.	Shank	Ref.-No.		2
			L mm	12,0
D732G	HP	805 104 107 534		050
D732F	HP	805 104 107 504		050



D735F

extra fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		2
			L mm	5,0
D735F	HP	805 104 012 504		070



ARKANSASSCHLEIFER | ABRASIVES "ARKANSAS" | ABRASIVOS „ARKANSAS“

“Arkansas” Schleifkörper, weiß, extrafein, für das Feinstschleifen/Polieren von Füllungsmaterialien, insbesondere auch aller Kunststoffüllungen (Komposite).

White “Arkansas” abrasives, extra fine, for smooth grinding and polishing of filling materials and composites.

Abrasivos blancos “Arkansas”, extra finos, para terminar y pulir obturaciones en especial resinas (composites).

601XF extra fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				
601XF	HP	635 104 001 505		030
	RA	635 204 001 505		030
	FG	635 314 001 505		030



612XF extra fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				
612XF	HP	635 104 013 505		055
	RA	635 204 013 505		055
	FG	635 314 013 505		055



638XF extra fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				
638XF	HP	635 104 110 505		025
	RA	635 204 110 505		025
	FG	635 314 110 505		025



645XF extra fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				
645XF	HP	635 104 161 505		028
	RA	635 204 161 505		028
	FG	635 314 161 505		028



649XF extra fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				
649XF	HP	635 104 171 505		025
	RA	635 204 171 505		025
	FG	635 314 171 505		025



660XF extra fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				
660XF	HP	635 104 297 505		025
	RA	635 204 297 505		025
	FG	635 314 297 505		025



661XF extra fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				
661XF	HP	635 104 288 505		025
	RA	635 204 288 505		025
	FG	635 314 288 505		025



662XF extra fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				
662XF	HP	635 104 297 505		030
	RA	635 204 297 505		030



666XF extra fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				
666XF	FG	635 314 257 505		025



SILICIUMCARBID-SCHLEIFER | SILICONE CARBIDE-ABRASIVES | ABRASIVOS DE CARBURO DE SILICIO

Grün, fein | Green, fine | Verde, fino

Siliciumcarbid Schleifkörper, grün, fein, für das Beschleifen von Zahnschmelz und Keramik.

The green fine abrasives are designed for smooth grinding of enamel and ceramics.

Abrasivos verdes, finos para suavizar esmalte dental y cerámica.

601F fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				
601F	RA	655 204 001 513		030
	FG	655 314 001 513		030



638F fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				
638F	RA	655 204 110 513		025
	FG	655 314 110 513		025



645F fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				
645F	HP	655 104 161 513		028
	RA	655 204 161 513		028
	FG	655 314 161 513		028



649F fine

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				6,0
649F	RA	655 204 171 513		025
	FG	655 314 171 513		025

**661F** fine

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				7,0
661F	HP	655 104 288 513		025
	RA	655 204 288 513		025
	FG	655 314 288 513		025



Grün, mittel | Green, medium | Verde, mediano

Siliciumcarbid Schleifkörper, grün, medium, für das Beschleifen von Keramik.

The green medium abrasives are designed for smooth grinding of ceramics.

Abrasivos verdes, medianos para suavizar cerámica.

601 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
601	HP	655 104 001 523		030
	RA	655 204 001 523		030

**602** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
602	HP	655 104 001 523		040
	RA	655 204 001 523		040

**603** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
603	HP	655 104 001 523		050
	RA	655 204 001 523		050

**609** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				6,5
609	HP	655 104 012 523		065

**612** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				2,5
612	HP	655 104 013 523		055
	RA	655 204 013 523		055

**613** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				3,0
613	HP	655 104 014 523		070
	RA	655 204 014 523		070

**620** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				3,0
620	HP	655 104 043 523		050

**622** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				2,0
622	HP	655 104 042 523		065
	RA	655 204 042 523		065

**623** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				3,0
623	HP	655 104 043 523		060



624

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				5,0
624	HP	655 104 109 523		060


627

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				1,5
627	HP	655 104 068 523		060
	RA	655 204 068 523		060


632

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				2,5
632	HP	655 104 316 523		070
	RA	655 204 316 523		070


633

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				4,0
633	HP	655 104 316 523		090


638

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				6,0
638	HP	655 104 110 523		025
	RA	655 204 110 523		025


639

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				6,0
639	HP	655 104 110 523		035
	RA	655 204 110 523		035


640

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				6,0
640	HP	655 104 110 523		050


649

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				6,0
649	HP	655 104 171 523		025
	RA	655 204 171 523		025


650

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				6,0
650	HP	655 104 171 523		028
	RA	655 204 171 523		028


651

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				6,0
651	HP	655 104 171 523		032
	RA	655 204 171 523		032


652

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				10,5
652	HP	655 104 173 523		035
	RA	655 204 173 523		035


652R

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				10,5
652R	HP	655 104 199 523		035


653

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				12,0
653	HP	655 104 174 523		040


661

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				7,0
661	HP	655 104 288 523		025
	RA	655 204 288 523		025


662

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				7,5
662	HP	655 104 288 523		035
	RA	655 204 288 523		035



663 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				10,5
663	HP	655 104 243 523		060

**665** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				12,0
665	HP	655 104 273 523		060
	RA	655 204 273 523		060

**666** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				6,5
666	HP	655 104 257 523		025
	RA	655 204 257 523		025

**667** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				7,0
667	HP	655 104 257 523		035
	RA	655 204 257 523		035

**677** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				9,5
677	HP	655 104 237 523		050

**671** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				10,0
671	HP	655 104 266 523		060
	RA	655 204 266 523		060

**702** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				1,5
702	HP	655 104 041 523		095
	RA	655 204 041 523		095

**703** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				1,5
703	HP	655 104 041 523		130

**712** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				3,0
712	HP	655 104 042 523		095

**716** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				3,0
716	HP	655 104 372 523		160

**717** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				3,0
717	HP	655 104 372 523		190

**721** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				2,0
721	HP	655 104 304 523		125

**722** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				2,5
722	HP	655 104 304 523		160

**727** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				6,0
727	HP	655 104 024 523		125

**728** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				5,0
728	HP	655 104 023 523		165



EDELKORUND-SCHLEIFER | CORUNDUM ABRASIVE | ABRASIVO DE CORINDÓN

Rosa | Pink | Rosa

Edelkorund Schleifer (Al_2O_3), rosa, für die Bearbeitung von Metallen aller Art.

Corundum abrasives (Al_2O_3), pink, for use on all types of metals.

Abrasivos de corindón (Al_2O_3), rosa, para trabajar con toda clase de metales.

601 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
601	HP	625 104 001 523	030	
601	RA	625 204 001 523	030	



602 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
602	HP	625 104 001 523	040	



603 medium




Fig.	Shank	Ref.-No.		5
603	HP	625 104 001 523	050	



613 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	3,0
613	HP	625 104 014 523	070	



618 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	1,0
618	HP	625 104 041 523	050	



620 medium




Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	3,0
620	HP	625 104 043 523	050	



623 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	3,0
623	HP	625 104 043 523	060	



624 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	5,0
624	HP	625 104 109 523	060	



626 medium




Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	1,5
626	HP	625 104 068 523	050	



637 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	6,0
637	HP	625 104 110 523	020	



638 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	6,0
638	HP	625 104 110 523	025	



639 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	6,0
639	HP	625 104 110 523	035	



640

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	6,0
640	HP	625 104 110 523		050

**648**

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	6,0
648	HP	625 104 171 523		020

**649**

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	6,0
649	HP	625 104 171 523		025
	RA	625 204 171 523		025

**650**

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	6,0
650	HP	625 104 171 523		028

**652R**

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	10,5
652R	HP	625 104 199 523		035

**661**

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	7,0
661	HP	625 104 288 523		025
	RA	625 204 288 523		025

**662**

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	7,5
662	HP	625 104 288 523		035

**663**

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	10,5
663	HP	625 104 243 523		060

**665**

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	12,0
665	HP	625 104 273 523		060

**666**

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	6,5
666	HP	625 104 257 523		025
	RA	625 204 257 523		025

**667**

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	7,0
667	HP	625 104 257 523		035

**671**

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	10,0
671	HP	625 104 266 523		060



Weiß | White | Blanco

453

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	10,0
453	HP	635 104 043 524		100



K+B SCHLEIFKÖRPER | ABRASIVES "K+B" | ABRASIVOS PARA CORONAS Y PUENTES K+B

Grün | Green | Verde

K+B Schleifkörper, grün (weiche Bindung), für Aufbrennkeramik Verblendungen.

Abrasives "K+B", green (soft bonding), for ceramic facings.

Abrasivos para coronas y puentes K+B, verde (ligazón blanda), para los revestimientos de metal-cerámica.

KB649

round, fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	6,0
KB649	HP	655 104 197 512		025



KB652R

round, fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	10,5
KB652R	HP	655 104 199 512		035



KB671

fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	10,0
KB671	HP	655 104 266 512		060



KB716

fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	3,0
KB716	HP	655 104 372 512		160



KB722

fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	2,5
KB722	HP	655 104 304 512		160



KB727

fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	6,0
KB727	HP	655 104 024 512		125



KB728

fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	6,5
KB728	HP	655 104 023 512		165



KB731

fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	13,0
KB731	HP	655 104 107 512		065



KB735

fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	5,0
KB735	HP	655 104 027 512		070



Braun | Brown | Marrón

K+B Schleifkörper, braun, für Edelmetall-Legierungen

Abrasives "K+B", brown, for Precious Alloy

Abrasivos para coronas y puentes K+B, marrón, para los aleaciones preciosos

KB640 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		6,0
KB640	HP	635 104 110 512		050


**KB652** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		10,5
KB652	HP	635 104 199 512		035


**KB667** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		7,0
KB667	HP	635 104 257 512		035

**KB671** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		10,0
KB671	HP	635 104 266 512		060


**KB731** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		13,0
KB731	HP	635 104 107 512		065


**KB733** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		10,5
KB733	HP	635 104 173 512		035



Blau | Blue | Azul

K+B Schleifer, blau – aus reinem Aluminiumoxid für NEM-Legierungen

Abrasives "K+B", blue – aluminium oxide for NON Precious Alloy

Abrasivos para coronas y puentes K+B, azul – de óxido de aluminio para las aleaciones no preciosas

B601 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		6,0
B601	HP	635 104 001 523		030

**B638R** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		6,0
B638R	HP	635 104 140 523		025

**B649R** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		6,0
B649R	HP	635 104 197 523		025

**B652R** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		10,5
B652R	HP	635 104 199 523		035

**B667** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		7,0
B667	HP	635 104 257 523		035

**B671** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		10,0
B671	HP	635 104 266 523		060

**B731** medium

Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		13,0
B731	HP	635 104 107 523		065



Orange | Orange | Naranja

K+B Schleifkörper, orange, für NEM-Legierungen

Abrasives "K+B", orange, for NON Precious Alloy

Abrasivos para coronas y puentes K+B, naranja, para las aleaciones no preciosas

S652R medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	10,5
S652R	HP	635 104 199 520		035



S653 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	12,0
S653	HP	635 104 174 520		040



S671 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	10,0
S671	HP	635 104 266 520		060



SPEZIALSCHLEIFKÖRPER FÜR CHROM-KOBALTLEGIERUNGEN | MOUNTED POINTS FOR CHROME COBALT ALLOYS | PUNTAS ESPECIALES PARA ALEACIONES DE CROMO-COBALTO

Weiß, sehr harte Bindung | White, Very Hard Bonding | Blanco, ligazón muy dura

Spezialschleifkörper für Chrom-Kobaltlegierungen, weiß, Bindung sehr hart

Mounted abrasives for chrome cobalt alloys, white, very hard bonding

Puntas especiales para aleaciones de cromocobalto, blanco, ligazón muy dura

731 coarse




Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	13,0
731	HP	635 104 107 524		065



732 coarse



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	12,5
732	HP	635 104 107 524		050



733 coarse



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	10,5
733	HP	635 104 173 524		035



736 coarse



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	6,5
736	HP	635 104 012 524		065



Rosa, harte Bindung | Pink, Hard Bonding | Rosa, ligazón dura

Spezialschleifkörper für Chrom-Kobaltlegierungen,
rosa, Bindung hart

Mounted abrasives for chrome cobalt alloys, pink,
hard bonding

Puntas especiales para aleaciones de cromocobalto,
rosa, ligazón dura

731 coarse



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		13,0
731	HP	625 104 107 523		065



732 coarse



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		12,5
732	HP	625 104 107 523		050



733 coarse



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		10,5
733	HP	625 104 173 523		035



734 coarse



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		4,0
734	HP	625 104 316 523		085



735 coarse



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		5,0
735	HP	625 104 027 523		070



735S coarse



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		5,0
735S	HP	625 104 012 523		070



736 coarse



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		6,5
736	HP	625 104 012 523		065



737 coarse



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
		L mm		7,0
737	HP	625 104 171 523		030



Braun, harte Bindung | Brown, Hard Bonding | Marrón, ligazón dura

Spezialschleifkörper für Chrom-Kobaltlegierungen,
braun, Bindung hart

Mounted abrasives for chrome cobalt alloys,
brown, hard bonding

Puntas especiales para aleaciones de cromocobalto,
marrón, ligazón dura




Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	13,0
731	HP	635 104 107 522		065




Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	12,5
732	HP	635 104 107 522		050




Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	10,5
733	HP	635 104 173 522		035





Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	4,0
734	HP	635 104 316 522		085




Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	5,0
735	HP	635 104 027 522		070




Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	6,5
736	HP	635 104 012 522		065



Hellbraun, weiche Bindung | Light Brown, Soft Bonding | Marrón claro, ligazón blanda

Spezialschleifkörper für Chrom-Kobaltlegierungen,
hellbraun, Bindung weich

Mounted abrasives for chrome cobalt alloys, light
brown, soft bonding

Puntas especiales para aleaciones de cromocobalto,
marrón claro, ligazón blanda




Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	13,0
731	HP	635 104 107 521		065




Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	12,5
732	HP	635 104 107 521		050





Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	10,5
733	HP	635 104 173 521		035



AUSARBEITUNGSSTEIN | LABORATORY TRIMMER | ABRASIVO PARA ACRÍLICO

Grün | Green | Verde

744 medium
744G coarse



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				17,0
744	HP	655 104 273 523		110
744G	HP	655 104 273 533		110



AUSARBEITUNGSSTEINE FÜR CHROM-KOBALTLEGIERUNGEN | LABORATORY TRIMMERS FOR CHROME COBALT ALLOY | ABRASIVOS PARA ALEACIONES DE CROMOCOBALTO

Rosa | Pink | Rosa

743S medium




Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				22,0
743S	HP	625 104 274 523		130



744 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				17,0
744	HP	625 104 273 523		110



751 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				20,0
751	HP	625 104 273 523		100



Braun | Brown | Marrón

743S medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				22,0
743S	HP	635 104 274 522		130



751 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				20,0
751	HP	635 104 273 522		100



AUSARBEITUNGSSTEIN FÜR KUNSTSTOFF UND GIPS | LABORATORY TRIMMER FOR PLASTIC AND PLASTER | ABRASIVOS PARA ACRÍLICO Y YESO

Blau | Blue | Azul

Innovatives und kunstharzgebundenes Instrument zum groben Abtragen von Kunststoffen und zum Schleifen von Gips. Speziell Thermoplaste und Silikone sowie glänzende Acrylate lassen sich effizient und ohne Schmelzeffekte bearbeiten.

Innovative synthetic resin bonded instrument for the rapid removal of plastics and for grinding plaster. Thermoplastics silicone, and glossy acrylics can be efficiently worked on without causing the effect of melting.

Nuevo instrumento hecho de un ligamiento de resina sintética para desbastar resinas de acrílico y yeso. Gracias al termoplástico y siliconas especiales se puede eficazmente trabajar sobre el material sin efecto de fundición.

9573X




Fig.	Shank	Ref.-No.		5
L mm				24,0
9573X	HP	653 104 275 546		100



- Niedriger Drehzahlbereich
- Minimierte Wärmeentwicklung durch offenporige Struktur
- Schnell und effizient
- Multifunktionale Anwendungen
- Sehr haltbar
- Kein Verschmelzen

- Low speed range
- Minimized heat development by opened-pored structure
- Quick and efficient
- Multifunctional applications
- Very long-lasting
- No melting

- Baja velocidad de rotación
- Recalentamiento reducido gracias a su estructura porosa
- Rápido y eficaz
- Aplicaciones multifuncionales
- Vida larga
- No se funde

P777 fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		10
			L mm	3,0
P777	unmounted	653 900 372 511		220



P-Schleifkörper, grün, kunststoffgebunden, speziell für hitzearmes, weiches Beschleifen von Keramik | P-Abrasive, green, specially designed for heatless grinding on ceramics | Abrasivo "P", verde, especialmente para trabajos anticorrosivos y suaves en dientes de cerámica

A767 fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		10
			L mm	3,0
A767	unmounted	654 900 372 511		160



ANTlthermschleifkörper (A), grün, fein, magnesitgebunden, speziell für hitzearmes Schleifen | ANTItherm Abrasives (A), green, fine, magnesite bonding, specially designed for heatless grinding | Abrasivos ANTItherm (A), verde, finos, en composición magnesita, para trabajos anticorrosivos

A771 fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		10
			L mm	2,0
A771	unmounted	654 900 371 511		190



ANTlthermschleifkörper (A), grün, fein, magnesitgebunden, speziell für hitzearmes Schleifen | ANTItherm Abrasives (A), green, fine, magnesite bonding, specially designed for heatless grinding | Abrasivos ANTItherm (A), verde, finos, en composición magnesita, para trabajos anticorrosivos

A772 fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		10
			L mm	3,0
A772	unmounted	654 900 372 511		190



ANTlthermschleifkörper (A), grün, fein, magnesitgebunden, speziell für hitzearmes Schleifen | ANTItherm Abrasives (A), green, fine, magnesite bonding, specially designed for heatless grinding | Abrasivos ANTItherm (A), verde, finos, en composición magnesita, para trabajos anticorrosivos

A777 fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		10
			L mm	3,0
A777	unmounted	654 900 372 511		220



ANTlthermschleifkörper (A), grün, fein, magnesitgebunden, speziell für hitzearmes Schleifen | ANTItherm Abrasives (A), green, fine, magnesite bonding, specially designed for heatless grinding | Abrasivos ANTItherm (A), verde, finos, en composición magnesita, para trabajos anticorrosivos

505 ultra fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		100
			L mm	0,7
505	unmounted	655 900 371 494		220



Separierscheiben Qualität: NK Bakelite Bindung, hohe Standzeit | Separating discs quality: NK Bakelite bonding, high endurance | Discos de separar calidad: ligazón de Bakelite NK

506 ultra fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		100
			L mm	0,3
506	unmounted	613 900 344 494		220



Separierscheiben Qualität: NK Bakelite Bindung, hohe Standzeit | Separating discs quality: NK Bakelite bonding, high endurance | Discos de separar calidad: ligazón de Bakelite NK

581 extra fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		100
			L mm	0,3
581	unmounted	613 900 358 504		220



Trennscheiben, Nylon | Cut-off discs, Nylon | Discos para separar, Nylon

582 extra fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		100
			L mm	0,7
582	unmounted	613 900 345 504		220



583 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		100
			L mm	0,7
583	unmounted	613 900 371 524		250



ZURICHTSTEINE | DRESSING STONES | PIEDRAS PARA AFILAR

Zurichtstein aus Siliciumcarbid (grün) in mittlerer und grober Körnung zum Zurichten und Reinigen von Schleifkörpern

Silicone Carbide (green) Dressing Stones in coarse and medium grain sizes for dressing and cleaning abrasives

Piedra para afilar de carburo de silicio (verde), grano mediano y grueso, para la rectificación y limpieza de abrasivos

529

medium



Fig.	Ref.-No.		1
529	655 000 600 523		000
Size	75 x 25 x 8 mm		

529MG

medium/coarse



Fig.	Ref.-No.		1
529MG	655 000 600 000		000
Size	75 x 25 x 8 mm		

REINIGUNGSSTEINE | CLEANING STONES | PIEDRAS DE LIMPIEZA

Diamant-Reinigungsstein

Diamond cleaning stone


Piedra blanca para limpiar diamantes

529D

medium



Fig.	Ref.-No.		1
529D	635 000 600 524		000
Size	75 x 25 x 8 mm		



Für das problemlose und rasche Reinigen verschmierter Diamant-instrumente, dadurch bessere Schleifleistung (Reinigungsstein vor der Anwendung gut anfeuchten). | Designed for fast and easy cleaning of diamond instruments for improved performance (cleaning stone to be moistened thoroughly before use). | Para la limpieza rápida y segura de las puntas diamantadas embotadas, por lo tanto más eficaz en el tallado (piedra de limpieza debe ser bien mojada antes de usarla).

Sinterdiamant-Reinigungsstein

Sintered diamond cleaning stone

Piedra blanca para limpiar diamantes macizo

529S

medium



Fig.	Ref.-No.		1
529S	635 000 600 523		000
Size	100 x 15 x 15 mm		



Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten die Sinterdiamant-Reinigungssteine immer trocken eingesetzt werden. | To obtain best results, the sintered diamond cleaning stone should be used dry. | Para obtener los mejores resultados se deben usar en seco las piedras para limpiar diamantes macizos.